

# HemoCue WBC DIFF Kvalitetskontrolllogg

HemoCue WBC DIFF Analyzer har en avansert innebygd selvtest. Hver gang instrumentet starter opp, vil det automatisk sjekke måleytelsen. Hvis selvtesten ikke er godkjent vil en feilkode bli vist. I tillegg, for hver måling, utfører instrumentet flere kvalitetssjekk som går både på instrumentet, på kyvettehåndteringen og på prøven.

Instrument	Serienummer:	
Mikrokyvetter	Lotnummer:	Utløpsdato:

Kontroll Nivå	
Lotnummer	
Utløpsdato	
Åpnet dato	

Kontroll - Parametere	Fasitverdi x10 <sup>9</sup> /L - %	Godkjent avviksområde
WBC		
Neu		
Lym		
Mon		
Eos		
Bas		

Dato	Målt verdi	Målt verdi	Målt verdi	Målt verdi	Målt verdi	Målt verdi	Målt verdi	Kommentar	Sign
	Leukocytter (WBC)								
		Nøytrofile granulocytter (Neu)							
			Lymfocytter (Lym)						
				Monocytter (Mon)					
					Eosinofile granulocytter (Eos)				
						Basofile granulocytter (Bas)			

GPM477NO 171123

