

HemoCue® Hb 801 System

# INNOVASJON PÅ SITT BESTE ...

*... fra pionerene innenfor  
Hb-analysering*




**HemoCue Hb 801**  
Pasientnær hemoglobin-analysering

 **HEMOCUE®**

# HemoCue® Hb 801 System – Utformet med dine behov i tankene

For mer enn 35 år siden da vi startet pionerarbeidet innenfor pasientnær Hb-analysering, lyttet vi til helsepersonell for å finne opp det mest nøyaktige utstyret for pasientnær analysing. Produktene våre ble standarden innenfor Hb-analysering. Med innovative Hb 801 tar vi pasientnær Hb-analysering til et nytt nivå



## Få mest mulig tid sammen med pasientene

Ta raske avgjørelser for bedre pasientbehandling

- ✓ Umiddelbare resultater på mindre enn 1 sekund
- ✓ Mål innen 40 sekunder
- ✓ Enkel rengjøring – mindre nedetid
- ✓ Arbeid hvor som helst med fleksible strømforsyningsalternativer



## Opplev en effektiv daglig drift

Stort display og tydelige symboler

- ✓ «Let-go-grip» – ingen behov for å holde mikrokyvetten nede
- ✓ Større mikrokyvette - bedre grep
- ✓ Enkel betjening - krever minimal trening



## Få pålitelige resultater pasientnært

Når du velger HemoCue for pasientnære analyser, følger erfaring og pålitelighet med. Stol på oss for presisjon, nøyaktighet og enkelhet

- ✓ Fabrikkalibrert ifølge ICSH-anbefalt referansemetode. Ingen ytterligere kalibrering er nødvendig
- ✓ Robust design og nøyaktig analysing innenfor et stort temperatur- og fuktighetsområde
- ✓ Innebygd selvtest

# Innovativ og brukervennlig

HemoCue Hb 801 er optimalisert for pasientnær hemoglobintesting og gir resultater med samme presisjon og nøyaktighet som på kliniske laboratorier.




## Minimalt Volum - Maksimal tillit

Den unike HemoCue-mikrokyvetten fungerer som pipette, prøverør og målekyvette – alt i ett.

HemoCue Hb 801 System er beregnet for kvantitativ bestemmelse av hemoglobin i kapillært eller venøst fullblod och kan brukes i pasientnære omgivelser og ved bloddonasjon, inkludert i primærhelsetjenesten og på sykehus. HemoCue Hb 801 System er beregnet for bestemmelse av hemoglobinkonsentrasjonen hos voksne, ungdom, barn og spedbarn eldre enn 1 måned.





# Raske og nøyaktige resultater med laboratoriekvalitet

Mer enn  
**350 000**  
leverte instrumenter

+ **35**  
års erfaring

Kunder i  
**130**  
land

**500 000**  
mikrokyvetter  
produseres daglig

**4**  
tester per sekund  
på verdensbasis



HemoCue AB, Box 1204, 262 23 Ängelholm, Sverige.  
Phone: +46 77 570 02 10 | [info@hemocue.com](mailto:info@hemocue.com) | [hemocue.com](http://hemocue.com)

Import og markedsføring i Norge ved Bergman Diagnostika AS  
tlf: 63 83 57 50 | [info@bergmandiag.no](mailto:info@bergmandiag.no) | [www.bergmandiag.no](http://www.bergmandiag.no)